

EXIGO C200

Analizador clínico para salud animal

Este pequeño analizador químico totalmente automatizado para el diagnóstico de salud animal ofrece resultados de alta calidad de sólo 100 μ L de sangre, suero o plasma. Con Exigo C200, puede analizar hasta 14 parámetros al mismo tiempo y leer los resultados después de sólo 12 minutos.

Los discos de reactivos desechables que contienen reactivos liofilizados hacen que el instrumento sea extremadamente fácil de usar. Simplemente inserte la muestra de sangre y cargue el rotor. El disco de reactivo de plástico de un solo uso contiene todos los reactivos necesarios y hace que Exigo C200 sea completamente libre de mantenimiento.





ESPECIFICACIONES

Tipo de muestra:	Sangre entera, suero, plasma
Volumen de muestra:	100 µL
Tiempo de prueba:	12 minutos por muestra
Principio de prueba:	Espectroscopía de absorción, turbidimetría de transmisión
Método de prueba:	Punto final, velocidad, tiempo fijo
Parámetros:	14 o 9 por rotor
Pantalla:	Pantalla táctil a color de 6,5 pulgadas
Memoria de muestra:	> 100,000 resultados
Peso:	4.2 kg
Dimensiones (HWD):	190 × 210 × 220 mm

Ambos rotores tienen una vida útil de un año y deben almacenarse a 2-8 ° C.

PARAMETROS		ROTOR1	ROTOR2
ALB	Albúmina	•	
ALP	Fosfatasa alcalina	•	•
ALT	Alanina aminotransferasa	•	•
AMY	Amilasa total	•	
AST	Aspartato aminotransferasa	•	•
CK	Creatina quinasa		•
CREA	Creatinina	•	•
GLU	Glucosa	•	•
GGT	Gamma-glutamilttransferasa	•	
LDH	Lactato deshidrogenasa		•
TB	Bilirrubina total	•	
TC	Colesterol total	•	
TG	Triglicéridos	•	
TP	Proteína total	•	•
UA	Ácido úrico	•	
UREA	Nitrógeno ureico en sangre	•	•



Cardia Diagnóstica Bio, S.A. de C.V.

www.cardiadiagnosticabio.com.mx



Teléfonos

(55) 5604 2832

(55) 56043408

(55) 56042795



@cardiadiagnosticabioSAdeCV